

medivon.



NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo priporočamo, da preberete ta priročnik in napravo uporabljate za predvideni namen. Naprava se napaja s kablom USB-C (10 W). Ne uporabljajte napajalnikov z višjo napetostjo in naprave ne puščajte priključene brez nadzora.

Upravljanje nadzorne plošče:

Gumb za vibracije:

Dolgo pritisnite za vklop ali izklop naprave.

Ponovno na kratko pritisnite za preklapljanje med enim ali dvema načinoma vibracij.

Gumb za ogrevanje:

Na kratko pritisnite za preklapljanje med V–N–IZKLOP.

Ogrevanja ni mogoče vklopiti, če funkcija vibracij ni aktivirana.

Naprava ponuja 2 načina masaže, 4 cone zdravljenja (zgornji in spodnji del hrbta, boki, stegna) in 2 nastavitvi toplote. Trije vgrajeni vibracijski motorji in grelna blazinica pomagajo zmanjšati mišično napetost, utrujenost in bolečine v ledvenem predelu. Ta izdelek je namenjen uporabi doma, v pisarni in na potovanjih.

Primeri uporabe podloge so navedeni v reklamnih gradivih ali na embalaži.

Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite navodila. Podloge ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v kopalnici. Ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik, imate težave s krvnim obtokom, ste noseči ali se zdravite zaradi resnega zdravstvenega stanja – v primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.

Podloge ne uporabljajte takoj po jedi – počakajte vsaj eno uro. Pred uporabo odstranite nakit, pasove in kovinske dodatke. Naprave ne uporabljajte med spanjem. Posamezna masaža ne sme trajati več kot 30 minut. Po tem času napravo izklopite, si vzemite nekaj minut odmora in jo nato ponovno vklopite. Naprave ne uporabljajte, če opazite poškodbe kabla, napajalnika ali ohišja. V takem primeru se obrnite na proizvajalca ali servisni center. Napravo shranjujte pri sobni temperaturi, na suhem, senčnem mestu, stran od virov toplote in izven dosega otrok. Masažer ni igrača.