

medivon.



NAVODILA ZA UPORABO

Medivon Nova

Priročnik za napravo

Masažna podloga je pripravljena za delo takoj po nakupu. Samo priključite kabel na napajanje in vklopite gumb za VKLOP/IZKLOP, potem ko se udobno uležete na podlogo. Naprava bo samodejno začela delovati s srednjo intenzivnostjo in programom 1. Z daljinskim upravljalnikom izberite najljubšo masažno področje po svojih željah ali zaženite način ogrevanja. Intenzivnost masaže lahko kadarkoli spremenite.

Masažno blazino shiatsu lahko uporabljate med masažo na masažni podlogi ali popolnoma samostojno, dovolj je le, da odpnete blazino. Priključite napajanje na masažno blazino in pritisnite gumb ON/OFF, ki se nahaja na blazini, da jo zaženete v shiatsu načinu z ogrevanjem. Ponovno pritisnite gumb, da spremenite način na masažo brez segrevanja. Za izklop blazine držite gumb vsaj 3 sekunde. Shiatsu masaža je zelo globoka in učinkovita masaža, zato ni priporočljivo masirati enega predela več kot 15 minut v eni seji, da preprečimo obremenitve in poškodbe.

Pritrdilni trakovi vam bodo omogočili, da podlogo položite na fotelj ali kavč



Opozorila in varnostna navodila

Posebno pozorni morajo biti tisti, ki so bili pred kratkim operirani ali se zdravijo. Ljudje s hipertenzijo, boleznimi srca, cerebrovaskularno aterosklerozo in cerebralno trombozo. Ljudje z visoko vročino, rakom in osteoporozo. Ženske, ki so noseče ali imajo menstruacijo. Uporaba srčnega spodbujevalnika ali nožnega vsadka. Ta izdelek ima funkcijo površinskega ogrevanja in ga smejo uporabljati samo ljudje, ki so občutljivi na vročino. Izdelek ni primeren za igro otrok. Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 12 let ali več. Pri uporabi tega izdelka morajo biti invalidi ali ljudje z omejenim vedenjem pod nadzorom svojih skrbnikov. Izdelka ne smete uporabljati pri otrocih ali nezvestnih osebah. Nepravilna priključitev vtiča lahko povzroči električni udar. Če dvomite o varnosti tega izdelka ali vtičnica ni primerna za vtič tega izdelka, se obrnite na službo za pomoč strankam. Če se izdelek zmoči, ga ni mogoče ponovno uporabiti.

Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot je kopalnica, ali v bližini vodnega vira, da preprečite okvaro ali nevarnost za življenje in zdravje. Tega izdelka ne uporabljajte pri sobni temperaturi, višji od 40 stopinj Celzija ali nižji od 5 stopinj Celzija, ker lahko zgoščevanje mazalnega olja poveča obrabo delov prenosa stroja in vpliva na življenjsko dobo. Prosimo, ne uporabljajte na odprtem ali pri dolgotrajni izpostavljenosti vročemu soncu, saj lahko poškodujete plast laka. Naprave ne uporabljajte pod pokrovom, kjer je lahko prezračevalna odprtina blokirana. Lahko pride do pregrevanja naprave. Naprave ne nosite za napajalni kabel ali je uporabljajte kot ročaj. Nikoli ne uporabljajte naprave z zamašenimi zračnimi odprtinami. Nikoli ne vstavljajte predmetov v nobene odprtine. Ne uporabljajte na prostem. Pred uporabo je treba dolge lase postrčiti, da ne pridejo v stik z napravo. Funkcije segrevanja ne uporabljajte na predelih, kjer imate kožne težave, odprte rane, otekline ali vnetja. Nepravilna uporaba izključuje kakršno koli odgovornost za škodo. Te naprave ne uporabljajte med vožnjo ali med spanjem.