

POZOR

1. Polnjenje v kopalnici ali postavitvev polnilnika nad ali blizu posode z vodo (kot je kad, bazen itd.).
2. Površine te naprave ne izpostavljajte določenim snovem (gel, olje, milo itd.) dlje časa, da preprečite korozijo.
3. Baterije ne poskušajte zamenjati sami.
4. Ne uporabljajte napajalnika/USB vhoda z izhodno napetostjo, višjo od 5 V, saj lahko to povzroči okvaro izdelka.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Splošna opozorila

1. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi.
2. Ta naprava je namenjena samo za osebno uporabo. Ni namenjena za mešano uporabo v zobozdravstvenih ordinacijah s strani več pacientov.
3. Ta izdelek lahko uporablja samo navedeno glavo zobne ščetke in deluje samo z navedenim polnilnim kablom USB.
4. Indikator polnjenja morda ne bo deloval takoj, če naprave dlje časa niste uporabljali. Za obnovitev stanja je potrebnih 6–10 minut.
5. Med polnjenjem je normalno, da na ročaju čutite rahlo toploto. Če pa se preveč segreje, izključite napajalni kabel.
6. Zobne ščetke ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite jo na suhem in prezračevanem mestu pri temperaturi med -7°C in 40°C .
7. Pravilno odstranjevanje naprave in vgrajene baterije mora biti v skladu z lokalnimi predpisi.

Medicinska opozorila

1. Za uporabnike, ki izdelek uporabljajo prvič, je normalno, da v prvem tednu uporabe občutijo rahlo krvavitev in nelagodje. Če krvavitev ali nelagodje ne preneha po enem tednu uporabe, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zobozdravnikom.
2. Če ste v zadnjih dveh mesecih imeli operacijo v ustih ali dlesnih ali če imate zobno protezo, se pred uporabo posvetujte z zobozdravnikom.